

目 录

1. 间接免疫荧光法检测试剂盒

1.1 系统性自身抗体 06

货号	英文名称	中文名称
8101	ANA HEp-2 Plus	抗核抗体 IgG 检测试剂盒（间接免疫荧光法）
81050/81100	nDNA IFA plus	抗双链 DNA 抗体 IgG 检测试剂盒（间接免疫荧光法）
8065	CytoBead ANA	CytoBead 抗核抗体 IgG 检测试剂盒 I（间接免疫荧光法）
8220	CytoBead ANA 2	CytoBead 抗核抗体 IgG 检测试剂盒 II（间接免疫荧光法）
87061	cANCA IFA plus	抗中性粒细胞胞浆抗体胞浆型 IgG 检测试剂盒（间接免疫荧光法）
87161	pANCA IFA plus	抗中性粒细胞胞浆抗体核周型 IgG 检测试剂盒（间接免疫荧光法）
8063	CytoBead ANCA	CytoBead 抗中性粒细胞胞浆抗体 IgG 检测试剂盒 I（间接免疫荧光法）
8066	CytoBead RPGN	CytoBead 急性肾小球肾炎自身抗体检测试剂盒（间接免疫荧光法）

1.2 器官 / 组织特异性自身抗体 08

货号	英文名称	中文名称
83048	AMA IFA	抗线粒体抗体 IgG 检测试剂盒（间接免疫荧光法）
84048	ASMA IFA	抗平滑肌抗体 IgG 检测试剂盒（间接免疫荧光法）
85048/85096	Triple IFA	AMA\ASMA\APCA 三合一检测试剂盒
85648	AAA IFA	抗肾上腺皮质抗体 IgG 检测试剂盒（间接免疫荧光法）
85848	ICA IFA	抗胰岛细胞抗体 IgG 检测试剂盒（间接免疫荧光法）
86048/86096	EMA IFA	抗肌内膜抗体 IgA 检测试剂盒（间接免疫荧光法）
8064	CytoBead CeliAK	CytoBead 麸质敏感性肠病自身抗体 IgG/IgA 检测试剂盒（间接免疫荧光法）
86148	ASA IFA	抗皮肤抗原抗体 IgG 检测试剂盒（间接免疫荧光法）
86248	CMA IFA	抗心肌抗原抗体 IgG 检测试剂盒（间接免疫荧光法）
86348	SkMA IFA	抗骨骼肌抗原抗体 IgG 检测试剂盒（间接免疫荧光法）
86448	Anti-GBM IFA	抗肾小球基底膜抗体 IgG 检测试剂盒（间接免疫荧光法）

2 线性免疫印迹 / 酶联免疫试剂盒

2.1 系统性炎症风湿病 10

2.1.1 抗核抗体谱筛查

货号	英文名称	中文名称
4010	ANAscreen	抗核抗体谱 8 项检测试剂盒（酶联免疫法）
4011	ENAscreen	抗可提取核抗原 6 项检测试剂盒（酶联免疫法）
4012	ANAPro	抗核抗体谱 Pro 8 项检测试剂盒（酶联免疫法）
4064	ANA 7 LINE	抗核抗体谱 7 项检测试剂盒（线性免疫印迹法）
4277	ENA 6 LINE	可提取核抗原抗体谱 6 项检测试剂盒（线性免疫印迹法）
4289	ANA 12 LINE	抗核抗体谱 12 项检测试剂盒（线性免疫印迹法）
4274	ANASclplus LINE	抗核抗体谱 / 硬皮病 10 项检测试剂盒（线性免疫印迹法）
4049	PMSclplus LINE	肌炎 / 硬皮病自身抗体检测试剂盒（线性免疫印迹法）
4015	ANA-dsDNA	抗双链 DNA 抗体 IgG 检测试剂盒（酶联免疫法）

2.1.2 - 类风湿性关节炎

货号	英文名称	中文名称
4027	RF IgA	类风湿因子抗体 IgA 检测试剂盒（酶联免疫法）
4046	RF IgM	类风湿因子抗体 IgM 检测试剂盒（酶联免疫法）
4085	RF IgG	类风湿因子抗体 IgG 检测试剂盒（酶联免疫法）

2.2 血管炎 / 肾炎 12

货号	英文名称	中文名称
4028	ANCA DOT	抗中性粒细胞胞浆 IgG 抗体检测试剂盒（酶联免疫斑点法）
4058	Anti-MPO	抗髓过氧化物酶 IgG 抗体检测试剂盒（酶联免疫法）
4059	Anti-PR3	抗蛋白酶 3 IgG 抗体检测试剂盒（酶联免疫法）

2.3 胃肠病学 乳糜泻 / 克罗恩病 / 胰腺炎 14

2.3.1 克罗恩病 / 溃疡性结肠炎

货号	英文名称	中文名称
3750	Anti-GP-2 IgA	抗人酶原颗粒膜糖蛋白 2 抗体 IgA 检测试剂盒（酶联免疫法）
3850	Anti-GP-2 IgG	抗人酶原颗粒膜糖蛋白 2 抗体 IgG 检测试剂盒（酶联免疫法）
4006	ASCA IgA	抗酿酒酵母抗体 IgA 检测试剂盒（酶联免疫法）
4007	ASCA IgG	抗酿酒酵母抗体 IgG 检测试剂盒（酶联免疫法）

2.3.2 胰腺炎

货号	英文名称	中文名称
3950	Pancreatitis GP2	人酶原颗粒膜糖蛋白 2 定量检测试剂盒（酶联免疫法）

2.3.3 乳糜泻

货号	英文名称	中文名称
3710	GliaDea IgA	抗去酰胺基麦胶蛋白抗体 IgA 检测试剂盒（酶联免疫法）
3810	GliaDea IgG	抗去酰胺基麦胶蛋白抗体 IgG 检测试剂盒（酶联免疫法）
4033	Anti-huTransG	抗组织谷氨酰胺转移酶抗体 IgA 检测试剂盒（酶联免疫法）
4035	CeliAK EmA human	抗肌内膜抗体 IgA 检测试剂盒（酶联免疫法）
4044	Anti-hu tTG IgG	抗组织谷氨酰胺转移酶抗体 IgG 检测试剂盒（酶联免疫法）
4045	CeliAK EmA human IgG	抗肌内膜抗体 IgG 检测试剂盒（酶联免疫法）
4202	CeliAK IgG LINE	麸质敏感性肠病自身抗体谱 IgG 检测试剂盒（线性免疫印迹法）
4208	CeliAK IgA LINE	麸质敏感性肠病自身抗体谱 IgA 检测试剂盒（线性免疫印迹法）

2.3.4 慢性萎缩性胃炎

货号	英文名称	中文名称
3600	Anti-Intrinsic Factor	抗内因子抗体 IgG 检测试剂盒（酶联免疫法）
3610	Anti-GPC	抗胃壁细胞抗体 IgG 检测试剂盒（酶联免疫法）
4220	BiermAK LINE	抗胃壁细胞和内因子抗体 IgG 检测试剂盒（线性免疫印记法）
4290	Gastro 5 LINE	胃肠道病自身抗体 5 项检测试剂盒（线性免疫印记法）

2.4 自身免疫性肝病 18

货号	英文名称	中文名称
4029	HepAK Dot	自身免疫性肝病抗体谱 4 项检测试剂盒（酶联免疫斑点法）
4030	HepAK ^{plus} Dot	自身免疫性肝病抗体谱 5 项检测试剂盒（酶联免疫斑点法）
4099	HepAK7 ^{plus} Dot	自身免疫性肝病抗体谱 7 项检测试剂盒（酶联免疫斑点法）
3141	Anti-SLA/LP	抗可溶性肝抗原（SLA/LP）抗体 IgG 检测试剂盒（酶联免疫法）
3900	Anti-ASGPR	抗去唾液酸糖蛋白受体抗体 IgG 检测试剂盒（酶联免疫法）
4052	Anti-M2	抗线粒体 M2 抗体 IgG 检测试剂盒（酶联免疫法）
4053	Anti-LKM-1	抗肝肾微粒体 1 抗体 IgG 检测试剂盒（酶联免疫法）
4054	Anti-LC-1	抗肝细胞胞浆抗原 I 型抗体 IgG 检测试剂盒（酶联免疫法）

2.5 抗磷脂综合征

20

货号	英文名称	中文名称
4014	Anti-Cardiolipin Screen	抗心磷脂抗体 (IgG/IgA/IgM) 检测试剂盒 (酶联免疫法)
4016	Anti-Cardiolipin	抗心磷脂抗体 (IgG 或 IgM) 检测试剂盒 (酶联免疫法)
4036	Anti-β2 GPI Screen	抗 β2 糖蛋白 1 抗体 (IgG/IgA/IgM) 检测试剂盒 (酶联免疫法)
4041	Anti-β2 GPI	抗 β2 糖蛋白 1 抗体 (IgG 或 IgM) 检测试剂盒 (酶联免疫法)
4050	Anti-Phospholipid	抗磷脂抗体谱 6 项检测试剂盒 (酶联免疫法)
4056	Anti-Phosphatidyl serine	抗磷脂酰丝氨酸抗体检测试剂盒 (酶联免疫法)
5006	Anti-Phospholipid Dot	抗磷脂抗体谱 (IgG 或 IgM) 4 项检测试剂盒 (酶联免疫斑点法)
5012	Anti-Phospholipid 10 Dot	抗磷脂抗体谱 (IgG 或 IgM) 10 项检测试剂盒 (酶联免疫斑点法)

2.6 神经免疫性疾病

22

货号	英文名称	中文名称
8049	Anti-MuSK IFA	肌肉特异性受体酪氨酸激酶自身抗体检测试剂盒 (间接免疫荧光法)
5003	Anti-Gangliosid	抗神经节苷脂抗体谱 (IgG/IgM) 检测试剂盒 (酶联免疫斑点法)

2.7 补体因子

23

货号	英文名称	中文名称
4067	Anti-Factor H	抗补体因子 H 抗体 IgG 检测试剂盒 (酶联免疫法)

3. DotDiver 系列产品

23

货号	英文名称	中文名称
5014	DotDiver CeliAK IgA	DotDiver 麸质敏感性肠病自身抗体谱 IgA 检测试剂盒
5015	DotDiver CeliAK IgG	DotDiver 麸质敏感性肠病自身抗体谱 IgG 检测试剂盒
5016	DotDiver ANA	DotDiver 抗核抗体谱 8 项检测试剂盒
5017	DotDiver PmScl	DotDiver 肌炎 / 硬皮病自身抗体 8 项检测试剂盒
5018	DotDiver ANCA	DotDiver 血管炎自身抗体 IgG 检测试剂盒
5019	DotDiver BierAK	DotDiver 抗胃壁细胞和内因子抗体 IgG 检测试剂盒
5020	DotDiver Quantrix ANA	DotDiver 抗核抗体谱 25 项检测试剂盒
5021	DotDiver HepAk 7plus	DotDiver 肝炎自身抗体 7 项检测试剂盒
5029	DotDiver Lupus	DotDiver 红斑狼疮自身抗体 4 项检测试剂盒

货号	英文名称	中文名称
5035	DotDiver ANA PCNA	系统性自身免疫病自身抗体 12 项检测试剂盒
5045	DotDiver PmScl 12	DotDiver 肌炎 / 硬皮病自身抗体 12 项定性检测试剂盒
5066	DotDiver ANAcyto 10	DotDiver 抗合成酶抗体 10 项检测试剂盒
5069	DotDiver Scleroderma 10	DotDiver 硬皮病自身抗体 10 项检测试剂盒
5070	DotDiver HepAK 10	DotDiver 肝炎自身抗体 10 项检测试剂盒
5093	DotDiver Myositis 12	DotDiver 肌炎自身抗体 12 项检测试剂盒
50301	DotDiver Anti-Gangliosid Screen	DotDiver 神经节苷脂自身抗体 IgG/IgM 检测试剂盒
50381	DotDiver Anti-Gangliosid IgG	DotDiver 神经节苷脂自身抗体 IgG 检测试剂盒
50391	DotDiver Anti-Gangliosid IgM	DotDiver 神经节苷脂自身抗体 IgM 检测试剂盒
50401	DotDiver Anti-Phospholipid IgG	DotDiver 磷脂谱自身抗体 IgG 检测试剂盒
50411	DotDiver Anti-Phospholipid IgM	DotDiver 磷脂谱自身抗体 IgM 检测试剂盒

4. 仪器 / 软件

27

货号	英文名称	中文名称
7996	GALux Fluorescence Microscope	GALUX 荧光显微镜
7886	GALux Fluorescence camera	GALUX 荧光显微镜相机
50261	DotDiver 2.0	潜水者全自动免疫印迹分析仪

5. 新型标准化自动化细胞损伤检测平台

28

货号	英文名称	中文名称
4319	AKLIDES® 2.0	AKLIDES® 2.0 全自动免疫荧光分析仪
4162	AKLIDES® Nuk Human Lymphocyte Complete HLC	人外周血淋巴细胞 γ-H2AX 检测试剂盒
4268	AKLIDES® Nuk Human Lymphocyte Complete Combi HLCC	人外周血淋巴细胞 γ-H2AX 和 53BP1 检测试剂盒
4278	AKLIDES® Nuk Human Lymphocyte Isolation HLI	人外周血淋巴细胞分离试剂
4362	AKLIDES® Nuk Capillary Blood Human Lymphocyte CBHL	人毛细血管血淋巴细胞 γ-H2AX 和 53BP1 检测试剂盒

1. 间接免疫荧光法检测试剂盒

1.1 系统性自身抗体

8101	ANA HEp-2 Plus	抗核抗体 IgG 检测试剂盒 (间接免疫荧光法)
用于定性检测人血清或血浆中的抗核抗体		
试验原理：间接免疫荧光法		
反应时间：30-30 min	基 质：生物载片：Hep-2 细胞	
连 接 物：anti-human-IgG-FITC	加 样 量：25μL 稀释血清	
规 格：120(10×12)		

81050/81100	nDNA IFA plus	抗双链 DNA 抗体 IgG 检测试剂盒 (间接免疫荧光法)
用于体外定性检测人血清或血浆中抗双链 DNA 抗体 IgG。		
试验原理：间接免疫荧光法		
反应时间：30-30 min	基 质：生物载片：绿蝇短膜虫生物薄片	
连 接 物：anti-human-IgG-FITC	加 样 量：25μL 稀释血清	
规 格：81050：60(10×6)；81100：120 (10×12)		

8065	CytoBead ANA	CytoBead 抗核抗体 IgG 检测试剂盒 I(间接免疫荧光法)
用于定性检测人血清或血浆中的抗核抗体，同时可对以下靶抗原的自身抗体进行定量检测：dsDNA、Scl-70、SS-A/Ro60、SS-A/Ro52、SS-B、Sm、Sm/RNP、CENP-B。		
试验原理：间接免疫荧光法		靶抗原类型：dsDNA、Scl-70、SS-A/Ro60、SS-A/Ro52、SS-B、Sm、Sm/RNP、CENP-B
反应时间：30-30 min	基 质：Hep-2 细胞；微球：上述靶抗原	
连 接 物：anti-human-IgG-FITC	加 样 量：80μL 稀释血清	
规 格：80 (10×8)		

8220	CytoBead ANA 2	CytoBead 抗核抗体 IgG 检测试剂盒 II(间接免疫荧光法)
用于定性检测人血清或血浆中的抗核抗体，同时可对以下靶抗原的自身抗体进行定量检测：dsDNA、Scl-70、SS-A/Ro60、SS-A/Ro52、SS-B、Jo-1、Sm、Sm/RNP。		
试验原理：间接免疫荧光法		靶抗原类型：dsDNA、Scl-70、SS-A/Ro60、SS-A/Ro52、SS-B、Jo-1、Sm、Sm/RNP
反应时间：30-30 min	基 质：生物载片：Hep-2 细胞；微球：上述靶抗原	
连 接 物：anti-human-IgG-FITC	加 样 量：80μL 稀释血清	
规 格：80（10×8）		

87061	cANCA IFA plus	抗中性粒细胞胞浆抗体胞浆型 IgG 检测试剂盒 (间接免疫荧光法)
用于体外定性检测人血清或血浆中抗中性粒细胞胞浆抗体（cANCA）。		
试验原理：间接免疫荧光法		
反应时间：30-30 min	基 质：生物载片：人中性粒细胞（乙醇固定）	
连 接 物：anti-human-IgG-FITC	加 样 量：25μL 稀释血清	
规 格：60(10×6)		

87161	pANCA IFA plus	抗中性粒细胞胞浆抗体核周型 IgG 检测试剂盒 (间接免疫荧光法)
用于体外定性检测人血清或血浆中抗中性粒细胞核周抗体（pANCA）。		
试验原理：间接免疫荧光法		
反应时间：30-30 min	基 质：生物载片：人中性粒细胞（甲醛固定）	
连 接 物：anti-human-IgG-FITC	加 样 量：25μL 稀释血清	
规 格：60(10×6)		

8063	CytoBead ANCA	CytoBead 抗中性粒细胞胞浆抗体 IgG 检测试剂盒 I (间接免疫荧光法)
用于体外定性检测人血清或血浆中的抗中性粒细胞胞浆抗体，同时可定量检测抗 PR3、MPO、GBM 抗体。		
试验原理：间接免疫荧光法		靶抗原类型：ANCA、PR3、MPO、GBM
反应时间：30-30 min	基 质：生物载片：人中性粒细胞（乙醇固定）； 微球：包被有 PR3、MPO、GBM	
连 接 物：anti-human-IgG-FITC	加 样 量：50μL 稀释血清	
规 格：48（6×8）		

8066	CytoBead RPGN	CytoBead 急性肾小球肾炎自身抗体检测试剂盒 (间接免疫荧光法)
用于体外定性检测人血清或血浆中的抗中性粒细胞胞浆抗体，同时可定量检测抗 PR3、MPO、GBM 和 dsDNA 抗体。		
试验原理：间接免疫荧光法		靶抗原类型：ANCA、PR3、MPO、GBM、dsDNA
反应时间：30-30 min	基 质：生物载片：人中性粒细胞（乙醇固定）； 微球：包被有 PR3、MPO、GBM、dsDNA	
连 接 物：anti-human-IgG-FITC	加 样 量：50μL 稀释血清	
规 格：48（6×8）		

1.2 器官 / 组织特异性自身抗体

83048	AMA IFA	抗线粒体抗体 IgG 检测试剂盒 (间接免疫荧光法)
用于体外定性检测人血清或血浆中抗线粒体抗体（AMA）IgG。		
试验原理：间接免疫荧光法		
反应时间：30-30 min	基 质：生物载片：大鼠肾组织切片	
连 接 物：anti-human-IgG-FITC	加 样 量：50μL 稀释血清	
规 格：48（12×4）		

84048	ASMA IFA	抗平滑肌抗体 IgG 检测试剂盒 (间接免疫荧光法)
用于体外定性检测人血清或血浆中抗平滑肌抗体 IgG。		
试验原理：间接免疫荧光法		
反应时间：30-30 min	基 质：生物载片：大鼠胃组织切片	
连 接 物：anti-human-IgG-FITC	加 样 量：50μL 稀释血清	
规 格：48 (12×4)		

85048/85096	Triple IFA	AMA\ASMA\APCA 三合一检测试剂盒
用于体外定性检测人血清或血浆中抗核抗体（ANA）、抗线粒体抗体（AMA）、抗平滑肌抗体（ASMA）、和抗胃壁细胞抗体。（APCA）。		
试验原理：间接免疫荧光法		
反应时间：30-30 min	基 质：生物载片：大鼠胃、肝脏、肾组织切片	
连 接 物：anti-human-IgG-FITC	加 样 量：50μL 稀释血清	
规 格：85048：48（12×4），85096：96（12×8）		

85648	AAA IFA	抗肾上腺皮质抗体 IgG 检测试剂盒（间接免疫荧光法）
用于体外定性检测人血清或血浆中抗肾上腺皮质抗体 IgG。		
试验原理：间接免疫荧光法		
反应时间：30-30 min	基 质：生物载片：猴肾上腺皮质组织切片	
连 接 物：anti-human-IgG-FITC	加 样 量：50μL 稀释血清	
规 格：48（12×4）		

85848	ICA IFA	抗胰岛细胞抗体 IgG 检测试剂盒（间接免疫荧光法）
用于体外定性检测人血清或血浆中抗胰岛细胞抗体 IgG（ICA）。		
试验原理：间接免疫荧光法		
反应时间：30-30 min	基 质：生物载片：猴胰腺组织切片	
连 接 物：anti-human-IgG-FITC	加 样 量：50μL 稀释血清	
规 格：48（12×4）		

86048/86096	EMA IFA	抗肌内膜抗体 IgA 检测试剂盒 (间接免疫荧光法)
用于体外定性检测人血清或血浆中抗肌内膜抗体 IgA（EMA）。		
试验原理：间接免疫荧光法		
反应时间：30-30 min	基 质：生物载片：猴食管组织切片	
连 接 物：anti-human-IgA-FITC	加 样 量：50μL 稀释血清	
规 格：86048：48（12×4），86096：96（12×8）		

8064	CytoBead CeliAK	CytoBead 麸质敏感性肠病自身抗体 IgG/IgA 检测试剂盒 (间接免疫荧光法)
用于定性或定量检测人血清或血浆中的抗 EMA、TG2、DG 抗体 IgG 和 IgA，以及抗总 IgA 抗体。		
试验原理：间接免疫荧光法		靶抗原类型：EMA、TG2、DG、Anti-IgA
反应时间：30-30 min	基 质：生物载片：猴食管组织切片； 微球：包被有 TG2、DG、Anti-IgA	
连 接 物：anti-human-IgG-FITC anti-human-IgA-FITC	加 样 量：50μL 稀释血清	
规 格：48 (6×8)		

86148	ASA IFA	抗皮肤抗原抗体 IgG 检测试剂盒（间接免疫荧光法）
用于体外定性检测人血清或血浆中抗皮肤抗原抗体 IgG（ASA）。		
试验原理：间接免疫荧光法		
反应时间：30-30 min	基 质：生物载片：猴食管组织切片	
连 接 物：anti-human-IgA-FITC	加 样 量：50μL 稀释血清	
规 格：48（12×4）		

86248	CMA IFA	抗心肌抗原抗体 IgG 检测试剂盒（间接免疫荧光法）
用于体外定性检测人血清或血浆中抗心肌抗原抗体 IgG（CMA）。		
试验原理：间接免疫荧光法		
反应时间：30-30 min	基 质：生物载片：猴心肌组织切片	
连 接 物：anti-human-IgG-FITC	加 样 量：50μL 稀释血清	
规 格：48（12×4）		

86348	SkMA IFA	抗骨骼肌抗原抗体 IgG 检测试剂盒（间接免疫荧光法）
用于体外定性检测人血清或血浆中抗骨骼肌抗原抗体 IgG（SkMA）。		
试验原理：间接免疫荧光法		
反应时间：30-30 min	基 质：生物载片：猴骨骼肌组织切片	
连 接 物：anti-human-IgG-FITC	加 样 量：50μL 稀释血清	
规 格：48（12×4）		

86448	Anti-GBM IFA	抗肾小球基底膜抗体IgG检测试剂盒(间接免疫荧光法)
用于体外定性检测人血清或血浆中抗肾小球基底膜抗体IgG(GBM)。		
试验原理：间接免疫荧光法		
反应时间：30-30 min	基 质：生物载片：猴肾组织切片	
连 接 物：anti-human-IgG-FITC	加 样 量：50μL 稀释血清	
规 格：48 (12×4)		

2. 线性免疫印迹 / 酶联免疫试剂盒

2.1 系统性炎症风湿病

2.1.1 抗核抗体谱筛查

4010	ANAscreen	抗核抗体谱 8 项检测试剂盒（酶联免疫法）
用于半定量测定人血清或血浆中 8 项抗核抗体谱。		
试验原理：ELISA		靶抗原类型：Hela细胞抗原
反应时间：60-30-15 min	加 样 量：100μL 稀释血清，1+100（v+v）	
连 接 物：anti-human-IgG-HRP	显 色 液：TMB	
标准 / 质控：1/2	临 界 值：1.0 Binding Index	
规 格：96T		

4011	ENAscreen	抗可提取核抗原 6 项检测试剂盒（酶联免疫法）
用于半定量测定人血清或血浆中抗可提取核抗原抗体IgG。		
试验原理：ELISA		靶抗原类型：核糖体（68kDa,A,C）、SM、SS-A（60kDa）、SS-B、Scl-70、Jo-1
反应时间：60-30-15 min		加 样 量：100μL 稀释血清，1+100（v+v）
连 接 物：anti-human-IgG-HRP		显 色 液：TMB
标准 / 质控：1/2		临 界 值：1.0 Binding Index
规 格：96T		

4012	ANAPro	抗核抗体谱 Pro 8 项检测试剂盒（酶联免疫法）
用于半定量分别测定人血清或血浆中 8 项抗核抗体 IgG。		
试验原理：ELISA		靶抗原类型：dsDNA、核糖体（68kDa,A,C）、SM、SS-A（60kDa）、SS-B、Scl-70、CENP-B、Jo-1
反应时间：60-30-15 min	加 样 量：8×100μL 稀释血清，1+100（v+v）	
连 接 物：anti-human-IgG-HRP	显 色 液：TMB	
标准 / 质控：1/1	临 界 值：1.0 Binding Index	
规 格：12×8		

4064	ANA 7 LINE	抗核抗体谱 7 项检测试剂盒（线性免疫印迹法）
用于定性测定人血清或血浆中 7 项抗核抗体谱。		
试验原理：LIA		靶抗原类型：核小体、SM、Sm/RNP、SS-A（60kDa）、SS-B、Scl-70、Jo-1
反应时间：5-30-30-10 min	加 样 量：20μl	
连 接 物：anti-human-IgG-HRP	显 色 液：TMB	
规 格：24×7		

4277	ENA 6 LINE	可提取核抗原抗体谱 6 项检测试剂盒（线性免疫印迹法）
用于定性测定人血清或血浆中抗可提取核抗原抗体 IgG。		
试验原理：LIA		靶抗原类型：SM/RNP、SM、SS-A（60kDa）、SS-B、Scl-70、Jo-1
反应时间：5-30-30-10 min	加 样 量：20μl	
连 接 物：anti-human-IgG-HRP	显 色 液：TMB	
规 格：24×6		

4289	ANA 12 LINE	抗核抗体谱 12 项检测试剂盒（线性免疫印迹法）
用于定性测定人血清或血浆中 12 项抗核抗体谱。		
试验原理：LIA		靶抗原类型：dsDNA、核糖体（68kDa、A、C）、SM、P0、组蛋白、RNP（A、C，68Kd）、SS-A/Ro60、SS-A/Ro52、SS-B、Scl-70、CENP-B、Jo-1
反应时间：10-30-30-10 min	加 样 量：20μl	
连 接 物：anti-human-IgG-HRP	显 色 液：TMB	
规 格：20×12		

4274	ANAScl ^{plus} LINE	抗核抗体谱 / 硬皮病 10 项检测试剂盒 (线性免疫印迹法)
用于定性测定人血清或血浆中 10 项抗核抗体谱。		
试验原理：LIA	靶抗原类型	核小体、SM、Sm/RNP、SS-A (60kDa) 、SS-B、Scl-70、Jo-1、PMScl、Ku、CENP-A/B、PCNA
反应时间：5-30-30-10 min	加 样 量：20μl	
连 接 物：anti-human-IgG-HRP	显 色 液：TMB	
规 格：24×10		

4049	PMScl ^{plus} LINE	肌炎 / 硬皮病自身抗体检测试剂盒（线性免疫印迹法）
用于定性测定人血清或血浆中与肌炎 / 硬皮病相关的 8 项抗原的自身抗体 IgG。		
试验原理：LIA	靶抗原类型 Jo-1、PL-7、PL-12、SRP、Mi-2、Ku、PmScl、Scl-70	
反应时间：5-30-30-10 min	加 样 量：20μl	
连 接 物：anti-human-IgG-HRP	显 色 液：TMB	
规 格：20×8		

4015	ANA-dsDNA	抗双链 DNA 抗体 IgG 检测试剂盒（酶联免疫法）
用于定量测定人血清或血浆中抗双链 DNA IgG 抗体。		
试验原理: ELISA	靶抗原类型: dsDNA	
反应时间: 60-30-15 min	加样量: 100μL 稀释血清，1+100（v+v）	
连接物: anti-human-IgG-HRP	显色液: TMB	
标准品: 1-300IU/mL	标准 / 质控: 5/2	临界值: 35 IU/ml
规格: 96T		

2.12 系统性炎症性风湿病 - 类风湿性关节炎

4027	RF IgA	类风湿因子抗体 IgA 检测试剂盒（酶联免疫法）
用于定量测定人血清或血浆中抗类风湿因子抗体 IgA。		
试验原理: ELISA	靶抗原类型: 免IgG	
反应时间: 60-30-15 min	加样量: 100μL 稀释血清，1+100（v+v）	
连接物: anti-human-IgA-HRP	显色液: TMB	
标准品: 1-300U/mL	标准 / 质控: 5/2	临界值: 30 U/ml
规格: 96T		

4046	RF IgM	类风湿因子抗体 IgM 检测试剂盒（酶联免疫法）
用于定量测定人血清或血浆中抗类风湿因子抗体 IgM。		
试验原理: ELISA	靶抗原类型: 免IgG	
反应时间: 60-30-15 min	加样量: 100μL 稀释血清，1+100（v+v）	
连接物: anti-human-IgM-HRP	显色液: TMB	
标准品: 1-300U/mL	标准 / 质控: 5/2	临界值: 15 IU/ml
规格: 96T		

4085	RF IgG	类风湿因子抗体 IgG 检测试剂盒（酶联免疫法）
用于定量测定人血清或血浆中抗类风湿因子抗体 IgG。		
试验原理: ELISA	靶抗原类型: 免IgG	
反应时间: 60-30-15 min	加样量: 100μL 稀释血清，1+100（v+v）	
连接物: anti-human-IgG-HRP	显色液: TMB	
标准品: 1-300U/mL	标准 / 质控: 5/2	临界值: 30 U/ml
规格: 96T		

2.2 血管炎 / 肾炎

4028	ANCA DOT	抗中性粒细胞胞浆 IgG 抗体检测试剂盒（酶联免疫斑点法）
用于定性检测人血清或血浆中髓过氧化物酶（MPO）、蛋白酶 3（PR3）和肾小球基底膜蛋白（GBM）自身抗体 IgG。		
试验原理: Dot Assay		靶抗原类型: MPO、PR3（天然人源）、GBM NC1α3(IV)（人重组）
反应时间: 10-30-30-10 min		加 样 量: 10μl
连 接 物: anti-human-IgG-AP		显 色 液: NBT/BCIP
规 格: 24×3		

4058	Anti-MPO	抗髓过氧化物酶 IgG 抗体检测试剂盒（酶联免疫法）
用于定量测定人血清或血浆中抗髓过氧化物酶（MPO）IgG 抗体。		
试验原理: ELISA	靶抗原类型: MPO（纯化的人源抗原）	
反应时间: 60-30-15 min	加样量: 100μL 稀释血清，1+100（v+v）	
连接物: anti-human-IgG-HRP	显色液: TMB	
标准品: 1-300U/mL	标准 / 质控: 5/2	临界值: 10 U/ml
规格: 96T		

4059	Anti-PR3	抗蛋白酶 3 IgG 抗体检测试剂盒（酶联免疫法）
用于定量测定人血清或血浆中抗蛋白酶 3（PR3）IgG 抗体。		
试验原理: ELISA	靶抗原类型: PR3（纯化的人源抗原）	
反应时间: 60-30-15 min	加样量: 100μL 稀释血清，1+100（v+v）	
连接物: anti-human-IgG-HRP	显色液: TMB	
标准品: 1-300U/mL	标准 / 质控: 5/2	临界值: 10 U/ml
规格: 96T		

2.3 胃肠病学 乳糜泻 / 克罗恩病 / 胰腺炎

2.31 克罗恩病 / 溃疡性结肠炎

3750	Anti-GP-2 IgA	抗人酶原颗粒膜糖蛋白 2 抗体 IgA 检测试剂盒（酶联免疫法）
用于定量测定人血清或血浆中抗胰腺酶原颗粒糖蛋白 2 IgA 抗体。		
试验原理：ELISA	靶抗原类型： 重组 GP2	
反应时间：60-30-15 min	加 样 量：100μL 稀释血清，1+100（v+v）	
连 接 物：anti-human-IgA-HRP	显 色 液：TMB	
标准品：1-300U/mL	标准 / 质控：5/2	临 界 值：10 U/ml
规 格：96T		

3850	Anti-GP-2 IgG	抗人酶原颗粒膜糖蛋白 2 抗体 IgG 检测试剂盒（酶联免疫法）
用于定量测定人血清或血浆中抗胰腺酶原颗粒糖蛋白 2 IgG 抗体。		
试验原理：ELISA	靶抗原类型： 重组 GP2	
反应时间：60-30-15 min	加 样 量：100μL 稀释血清，1+100（v+v）	
连 接 物：anti-human-IgG-HRP	显 色 液：TMB	
标准品：1-300U/mL	标准 / 质控：5/2	临 界 值：15 U/ml
规 格：96T		

4006	ASCA IgA	抗酿酒酵母抗体 IgA 检测试剂盒（酶联免疫法）
用于定量测定人血清或血浆中抗酿酒酵母抗体 IgA。		
试验原理：ELISA	靶抗原类型： 酿酒酵母甘露聚糖	
反应时间：60-30-15 min	加 样 量：100μL 稀释血清，1+100（v+v）	
连 接 物：anti-human-IgA-HRP	显 色 液：TMB	
标准品：1-300U/mL	标准 / 质控：5/2	临 界 值：20 U/ml or 1.0 Binding Index
规 格：96T		

4007	ASCA IgG	抗酿酒酵母抗体 IgG 检测试剂盒（酶联免疫法）
用于定量测定人血清或血浆中抗酿酒酵母抗体 IgG。		
试验原理：ELISA	靶抗原类型： 酿酒酵母甘露聚糖	
反应时间：60-30-15 min	加 样 量：100μL 稀释血清，1+100（v+v）	
连 接 物：anti-human-IgG-HRP	显 色 液：TMB	
标准品：1-300U/mL	标准 / 质控：5/2	临 界 值：20 U/ml or 1.0 Binding Index
规 格：96T		

2.32 胰腺炎

3950	Pancreatitis GP2	人酶原颗粒膜糖蛋白 2 检测试剂盒（酶联免疫法）
用于定量测定人血清或血浆中胰腺酶原颗粒膜糖蛋白2。		
试验原理：ELISA	靶抗原类型： 鼠抗GP2抗体	
反应时间：60-30-15 min	加 样 量：100μL 血清	
连 接 物：anti-GP2-HRP	显 色 液：TMB	
标准品：1-300U/mL	标准 / 质控：5/2	临 界 值：15 U/ml
规 格：96T		

2.33 乳糜泻

3710	GliaDea IgA	抗去酰胺基麦胶蛋白抗体 IgA 检测试剂盒（酶联免疫法）
用于定量测定人血清或血浆中抗去酰胺基麦胶蛋白抗体 IgA。		
试验原理：ELISA	靶抗原类型： 去酰胺基麦胶蛋白	
反应时间：60-30-15 min	加 样 量：100μL 稀释血清，1+100（v+v）	
连 接 物：anti-human-IgA-HRP	显 色 液：TMB	
标准品：1-300U/mL	标准 / 质控：5/2	临 界 值：15 U/ml
规 格：96T		

3810	GliaDea IgG	抗去酰胺基麦胶蛋白抗体 IgG 检测试剂盒（酶联免疫法）
用于定量测定人血清或血浆中抗去酰胺基麦胶蛋白抗体 IgG。		
试验原理：ELISA	靶抗原类型： 去酰胺基麦胶蛋白	
反应时间：60-30-15 min	加 样 量：100μL 稀释血清，1+100（v+v）	
连 接 物：anti-human-IgG-HRP	显 色 液：TMB	
标准品：1-300U/mL	标准 / 质控：5/2	临 界 值：15 U/ml
规 格：96T		

4033	Anti-huTransG	抗组织谷氨酰胺转移酶抗体 IgA 检测试剂盒（酶联免疫法）
用于定量测定人血清中抗组织谷氨酰胺转移酶抗体 IgA。		
试验原理：ELISA	靶抗原类型： 重组人组织谷氨酰胺转移酶	
反应时间：60-30-15 min	加 样 量：100μL 稀释血清，1+100（v+v）	
连 接 物：anti-human-IgG-HRP	显 色 液：TMB	
标准品：1-300U/mL	标准 / 质控：5/2	临 界 值：20 U/ml
规 格：96T		

4035	CeliAK EmA human	抗肌内膜抗体 IgA 检测试剂盒（酶联免疫法）
用于定量测定人血清中抗肌内膜抗体 IgA。		
试验原理：ELISA	靶抗原类型： 纯化人肌内膜抗原	
反应时间：60-30-15 min	加 样 量：100μL 稀释血清，1+100（v+v）	
连 接 物：anti-human-IgA-HRP	显 色 液：TMB	
标准品：1-300U/mL	标准 / 质控：5/2	临 界 值：20 U/ml
规 格：96T		

4044	Anti-hu tTG IgG	抗组织谷氨酰胺转移酶抗体 IgG 检测试剂盒(酶联免疫法)
用于定量测定人血清中抗组织谷氨酰胺转移酶抗体 IgG。		
试验原理：ELISA	靶抗原类型： 重组人组织谷氨酰胺转移酶	
反应时间：60-30-15 min	加 样 量：100μL 稀释血清，1+100（v+v）	
连 接 物：anti-human-IgG-HRP	显 色 液：TMB	
标准品：1-300U/mL	标准 / 质控：5/2	临 界 值：20 U/ml
规 格：96T		

4045	CeliAK EmA human IgG	抗肌内膜抗体 IgG 检测试剂盒（酶联免疫法）
用于定量测定人血清中抗肌内膜抗体 IgG。		
试验原理：ELISA	靶抗原类型： 纯化人肌内膜抗原	
反应时间：60-30-15 min	加 样 量：100μL 稀释血清，1+100（v+v）	
连 接 物：anti-human-IgG-HRP	显 色 液：TMB	
标准品：1-300U/mL	标准 / 质控：5/2	临 界 值：20 U/ml
规 格：96T		

4202	CeliAK IgG LINE	麸质敏感性肠病自身抗体谱 IgG 检测试剂盒（线性免疫印迹法）
用于定性检测人血清或血浆中抗去酰胺基麦胶蛋白、抗组织谷氨酰胺转移酶抗体 IgG。		
试验原理：LIA	靶抗原类型： 重组组织谷氨酰胺转移酶、去酰胺基麦胶蛋白	
反应时间：10-30-30-10 min	加 样 量：10μl	
连 接 物：anti-human-IgG-HRP	显 色 液：TMB	
规 格：20×2		

4208	CeliAK IgA LINE	麸质敏感性肠病自身抗体谱 IgA 检测试剂盒（线性免疫印迹法）
用于定性检测人血清或血浆中抗去酰胺基麦胶蛋白、抗组织谷氨酰胺转移酶抗体 IgA。		
试验原理：LIA	靶抗原类型： 重组组织谷氨酰胺转移酶、去酰胺基麦胶蛋白	
反应时间：10-30-30-10 min	加 样 量：10μl	
连 接 物：anti-human-IgA-HRP	显 色 液：TMB	
规 格：20×2		

2.34 慢性萎缩性胃炎

3600	Anti-Intrinsic Factor	抗内因子抗体 IgG 检测试剂盒（酶联免疫法）
用于定量检测人血清中抗内因子自身抗体 IgG。		
试验原理：ELISA	靶抗原类型： 人重组内因子	
反应时间：60-30-15 min	加 样 量：100μL 稀释血清，1+100（v+v）	
连 接 物：anti-human-IgG-HRP	显 色 液：TMB	
标准品：1-300U/mL	标准 / 质控：5/2	临 界 值：10 U/ml
规 格：96T		

3610	Anti-GPC	抗胃壁细胞抗体 IgG 检测试剂盒(酶联免疫法)
用于定量检测人血清中抗胃壁细胞自身抗体 IgG。		
试验原理：ELISA	靶抗原类型： H+/K+ ATP 酶（α 和 β 亚基，猪）	
反应时间：60-30-15 min	加 样 量：100μL 稀释血清，1+100（v+v）	
连 接 物：anti-human-IgG-HRP	显 色 液：TMB	
标准品：1-300U/mL	标准 / 质控：5/2	临 界 值：10 U/ml
规 格：96T		

4220	BiermAK LINE	抗胃壁细胞和内因子抗体 IgG 检测试剂盒（线性免疫印记法）
用于定性检测人血清或血浆中抗内因子和抗胃壁细胞的自身抗体 IgG。		
试验原理：LIA	靶抗原类型：内因子、H+/K+ ATP 酶（猪）	
反应时间：5-30-30-10 min	加 样 量：20μl	
连 接 物：anti-human-IgG-HRP	显 色 液：TMB	
规 格：20×2		

4290	Gastro 5 LINE	胃肠道病自身抗体 5 项检测试剂盒（线性免疫印记法）
用于定性检测人血清或血浆中抗内因子、胃壁细胞、去酰胺基麦胶蛋白、重组人组织谷氨酰胺转移酶、酿酒酵母甘露聚糖自身抗体 IgG/IgA。		
试验原理：LIA	靶抗原类型：内因子、H+/K+ ATP 酶（猪）、去酰胺基麦胶蛋白、重组人组织谷氨酰胺转移酶、酿酒酵母甘露聚糖	
反应时间：5-30-30-10 min	加 样 量：20μl	
连 接 物：anti-human-IgG-HRP	显 色 液：TMB	
规 格：20×2		

2.4 自身免疫性肝病

4029	HepAK Dot	自身免疫性肝病抗体谱 4 项检测试剂盒（酶联免疫斑点法）
用于定性检测人血清或血浆中抗 M2、LKM1、LC1 和 SLA IgG 抗体。		
试验原理：Dot Assay	靶抗原类型：M2、LKM1、LC1、SLA	
反应时间：10-30-30-10 min	加 样 量：10μl	
连 接 物：anti-human-IgG-AP	显 色 液：TMB	
规 格：24×4		

4030	HepAK ^{plus} Dot	自身免疫性肝病抗体谱 5 项检测试剂盒（酶联免疫斑点法）
用于定性检测人血清或血浆中抗 M2、LKM1、LC1、SLA 和 F-actin IgG 抗体。		
试验原理：Dot Assay	靶抗原类型：M2、LKM1、LC1、SLA、F-actin	
反应时间：10-30-30-10 min	加 样 量：10μl	
连 接 物：anti-human-IgG-AP	显 色 液：NBT/BCIP	
规 格：24×5		

4099	HepAK7 ^{plus} Dot	自身免疫性肝病抗体谱 7 项检测试剂盒（酶联免疫斑点法）
用于定性检测人血清或血浆中抗 M2、LKM1、LC1、SLA、F-actin、gp120 和 sp100 IgG 抗体。		
试验原理: Dot Assay	靶抗原类型: M2、LKM1、LC1、SLA、F-actin、gp120、sp100	
反应时间: 10-30-30-10 min	加 样 量: 10μl	
连 接 物: anti-human-IgG-AP	显 色 液: NBT/BCIP	
规 格: 24×7		

3141	Anti-SLA/LP	抗可溶性肝抗原 (SLA/LP) 抗体 IgG 检测试剂盒 (酶联免疫法)
用于定量测定人血清中抗可溶性肝抗原 (SLA/LP) 抗体 IgG。		
试验原理: ELISA	靶抗原类型: 人重组 SLA/LP	
反应时间: 60-30-15 min	加样量: 100μL 稀释血清, 1+100 (v+v)	
连接物: anti-human-IgG-HRP	显色液: TMB	
标准品: 1-300U/mL	标准 / 质控: 5/2	临界值: 30 U/ml
规格: 96T		

3900	Anti-ASGPR	抗去唾液酸糖蛋白受体抗体 IgG 检测试剂盒（酶联免疫法）
用于半定量测定人血清中抗去唾液酸糖蛋白受体抗体 IgG。		
试验原理：ELISA	靶抗原类型： 兔源去唾液酸糖蛋白受体	
反应时间：60-30-15 min	加 样 量：100μL 稀释血清，1+100（v+v）	
连 接 物：anti-human-IgG-HRP	显 色 液：TMB	
标准 / 质控：0/3	临 界 值：1.0 Binding Index	
规 格：96T		

4052	Anti-M2	抗线粒体 M2 抗体 IgG 检测试剂盒（酶联免疫法）
用于定量测定人血清中抗天然线粒体 M2 抗体 IgG。		
试验原理: ELISA	靶抗原类型: 纯化天然线粒体 M2	
反应时间: 60-30-15 min	加样量: 100μL 稀释血清, 1+100 (v+v)	
连接物: anti-human-IgG-HRP	显色液: TMB	
检测范围: 0-300U/mLHRP	标准 / 质控: 6/2	临界值: 15 U/ml
规格: 96T		

4053	Anti-LKM-1	抗肝肾微粒体 1 抗体 IgG 检测试剂盒 (酶联免疫法)
用于定量测定人血清或血浆中抗肝肾微粒体 1 抗体 IgG。		
试验原理: ELISA	靶抗原类型: 重组细胞色素 P450 IID6 (LKM-1)	
反应时间: 30-30-30 min	加样量: 100μL 稀释血清, 1+100 (v+v)	
连接物: anti-human-IgG-HRP	显色液: TMB	
检测范围: 0-300U/mLHRP	标准 / 质控: 6/2	临界值: 15 U/ml
规格: 96T		

4054	Anti-LC-1	抗肝细胞浆抗原 I 型抗体 IgG 检测试剂盒 (酶联免疫法)
用于定量测定人血清或血浆中抗肝细胞浆抗原 I 型抗体 IgG。		
试验原理: ELISA	靶抗原类型: 重组 LC-1	
反应时间: 30-30-30 min	加样量: 100μL 稀释血清, 1+100 (v+v)	
连接物: anti-human-IgG-HRP	显色液: TMB	
检测范围: 0-300U/mLHRP	标准 / 质控: 6/2	临界值: 15 U/ml
规格: 96T		

2.5 抗磷脂综合征

4014	Anti-Cardiolipin Screen	抗心磷脂抗体 (IgG/IgA/IgM) 检测试剂盒 (酶联免疫法)
用于半定量测定人血清或血浆中抗磷脂和 β2 糖蛋白 1 自身抗体 IgG、IgA 和 IgM。		
试验原理: ELISA	靶抗原类型: 心磷脂、β2 糖蛋白 1	
反应时间: 60-30-15 min	加 样 量: 100μL 稀释血清, 1+100 (v+v)	
连 接 物: anti-human-IgG/IgM/IgA-HRP	显 色 液: TMB	
标准 / 质控: 1/2	临 界 值: 1.0 Binding Index	
规 格: 96T		

4016	Anti-Cardiolipin	抗心磷脂抗体 (IgG 或 IgM) 检测试剂盒 (酶联免疫法)
用于定量测定人血清或血浆中抗心磷脂自身抗体 IgG 或 IgM。		
试验原理: ELISA	靶抗原类型: 心磷脂、β2 糖蛋白 1	
反应时间: 60-30-15 min	加样量: 100μL 稀释血清, 1+100 (v+v)	
连接物: anti-human-IgG-HRP or IgM-HRP	显色液: TMB	
标准品: 1-300U/mL	标准 / 质控: 5/2	临界值: 10 U/ml
规格: 96T		

4036	Anti-β2 GPI Screen	抗 β2 糖蛋白 1 抗体 (IgG/IgA/IgM) 检测试剂盒 (酶联免疫法)
用于半定量测定人血清或血浆中抗 β2 糖蛋白 1 抗体 IgG、IgA 和 IgM。		
试验原理: ELISA	靶抗原类型: β2 糖蛋白 1	
反应时间: 60-30-15 min	加 样 量: 100μL 稀释血清, 1+100 (v+v)	
连 接 物: anti-human-IgG/IgM/IgA-HRP	显 色 液: TMB	
标准 / 质控: 0/3	临 界 值: 10 U/ml	
规 格: 96T		

4041	Anti-β2 GP1	抗 β2 糖蛋白 1 抗体 (IgG 或 IgM) 检测试剂盒 (酶联免疫法)
用于定量测定人血清或血浆中抗 β2 糖蛋白 1 抗体 IgG 或 IgM。		
试验原理: ELISA	靶抗原类型: β2 糖蛋白 1	
反应时间: 60-30-15 min	加样量: 100μL 稀释血清, 1+100 (v+v)	
连接物: anti-human-IgG/IgM/IgA-HRP	显色液: TMB	
标准品: 1-300U/mL	标准 / 质控: 5/2	临界值: 10 U/ml
规格: 96T		

4050	Anti-Phospholipid	抗磷脂抗体谱 6 项检测试剂盒 (酶联免疫法)
用于定量测定人血清或血浆中抗磷脂抗体 IgG 或 IgM。		
试验原理: ELISA	靶抗原类型: β2 糖蛋白 1、心磷脂、磷脂酰丝氨酸、磷脂酰乙醇胺、磷脂酰肌醇、磷脂酸	
反应时间: 60-30-15 min	加样量: 100μL 稀释血清, 1+100 (v+v)	
连接物: anti-human-IgG-HRP or IgM-HRP	显色液: TMB	
标准品: 1-300U/mL	标准 / 质控: 5/2	临界值: 10 U/ml
规格: 96T		

4056	Anti-Phosphatidyl serine	抗磷脂酰丝氨酸抗体检测试剂盒 (酶联免疫法)
用于定量测定人血清或血浆中抗磷脂酰丝氨酸抗体 IgG 或 IgM。		
试验原理: ELISA	靶抗原类型: β2 糖蛋白 1、磷脂酰丝氨酸	
反应时间: 60-30-15 min	加样量: 100μL 稀释血清, 1+100 (v+v)	
连接物: anti-human-IgG-HRP or IgM-HRP	显色液: TMB	
标准品: 1-300U/mL	标准 / 质控: 5/2	临界值: 10 U/ml
规格: 96T		

5006	Anti-Phospholipid Dot	抗磷脂抗体谱(IgG 或 IgM) 4 项检测试剂盒(酶联免疫斑点法)
用于定性检测人血清抗磷脂和 β2 糖蛋白 1 抗体 IgG 或 IgM。		
试验原理: Dot Assay	靶抗原类型:	β2 糖蛋白 1、心磷脂、磷脂酰丝氨酸、磷脂酰肌醇
反应时间: 30-15-10 min	加 样 量:	30μl
连 接 物: anti-human-IgG-HRP or IgM-HRP	显 色 液:	TMB
规 格: 20×4		

5012	Anti-Phospholipid 10 Dot	抗磷脂抗体谱 (IgG 或 IgM) 10 项检测试剂盒 (酶联免疫斑点法)
用于定性检测人血清抗磷脂和血清蛋白抗体 IgG 或 IgM。		
试验原理: Dot Assay	靶抗原类型: β 2 糖蛋白 1、心磷脂、磷脂酸、磷脂酰丝氨酸、磷脂酰肌醇、磷脂酰乙醇胺、磷脂酰甘油、磷脂酰胆碱、膜联蛋白 V、凝血酶原	
反应时间: 30-15-10 min	加 样 量: 30 μ l	
连 接 物: anti-human-IgG-HRP or IgM-HRP	显 色 液: TMB	
规 格: 20 $\times$ 10		

2.6 神经免疫性疾病

8049	Anti-MuSK IFA	肌肉特异性受体酪氨酸激酶自身抗体检测试剂盒 (间接免疫荧光法)
用于定性测定人血清肌肉特异性受体酪氨酸激酶自身抗体 IgG。		
试验原理: 间接免疫荧光法	靶抗原类型: 肌肉特异性受体酪氨酸激酶	
反应时间: 10-30-30-10 min	基 质: 生物载片: 转染的 Hep-2 MUSK 细胞和 Hep-2 细胞	
连 接 物: anti-human-IgG-Biotin Streptavidin-FITC	加 样 量: 25μL 稀释血清	
规 格: 60 (10×6)		

5003	Anti-Gangliosid	抗神经节苷脂谱抗体谱（IgG/IgM）检测试剂盒 （酶联免疫斑点法）
用于定性测定人血清抗神经节苷脂自身抗体 12 项 IgG 或 IgM。		
试验原理：Dot Assay	靶抗原类型：GM1、GM2、GM3、GM4、GD1a、GD1b、GD2、GD3、GT1a、GT1b、GQ1b、sulfatides	
反应时间：120（4℃）-60（4℃）-10 min	加 样 量：10 μl	
连 接 物：anti-human-IgG-HRP anti-human-IgM-HRP	显 色 液：TMB	
规 格：20×12		

2.7 补体因子

4067	Anti-Factor H	抗补体因子 H 抗体 IgG 检测试剂盒 (酶联免疫法)
用于定量测定人血清中抗抗补体因子抗体 IgG。		
试验原理: ELISA	靶抗原类型: 人源重组补体因子 H	
反应时间: 60-30-15 min	加样量: 100 μ L 稀释血清, 1+100 (v+v)	
连接物: anti-human-IgG-HRP	显色液: TMB	
检测范围: 1-300U/mL	标准 / 质控: 5/2	临界值: 10 U/ml
规格: 48T		

3.DotDiver 系列产品

5014	DotDiver CeliAK IgA	DotDiver 麸质敏感性肠病自身抗体谱 IgA 检测试剂盒
用于定性检测人血清或血浆中抗去酰胺基麦胶蛋白、抗组织谷氨酰胺转移酶抗体 IgA。		
试验原理：酶联免疫斑点法		靶抗原类型： 重组组织谷氨酰胺转移酶、去酰胺基麦胶蛋白
规 格：24×2		

5015	DotDiver CeliAK IgG	DotDiver 麸质敏感性肠病自身抗体谱 IgG 检测试剂盒
用于定性检测人血清或血浆中抗去酰胺基麦胶蛋白、抗组织谷氨酰胺转移酶抗体 IgG。		
试验原理：酶联免疫斑点法		靶抗原类型：重组组织谷氨酰胺转移酶、抗去酰胺基麦胶蛋白
规 格：24×2		

5016	DotDiver ANA	DotDiver 抗核抗体谱 8 项检测试剂盒
用于定性检测人血清或血浆中 Scl-70、SS-A、SS-B、Jo-1、Sm、Sm/RNP、CENP-A/B、PM-Scl-100 共 8 项核抗原的抗体 IgG。		
试验原理：酶联免疫斑点法		靶抗原类型: Scl-70、SS-A、SS-B、Jo-1、Sm、Sm/RNP、CENP-A/B、PM-Scl-100
规 格：24×7		

5017	DotDiver PmScl	DotDiver 肌炎 / 硬皮病自身抗体 8 项检测试剂盒
用于定性检测人血清或血浆中 Scl-70、Jo-1、PL-7、PL-12、PMScl、Mi2、Ku、SRP 共 8 项核抗原的抗体 IgG。		
试验原理：酶联免疫斑点法		靶抗原类型: Scl-70、Jo-1、PL-7、PL-12、PMScl、Mi2、Ku、SRP
规 格：24×7		

5018	DotDiver ANCA	DotDiver 血管炎自身抗体 IgG 检测试剂盒
用于定性检测人血清或血浆中 MPO、PR3（天然人源）、GBM 蛋白 NC1α3(IV)（人重组）三种抗原的抗体 IgG。		
试验原理：酶联免疫斑点法		靶抗原类型: MPO、PR3（天然人源）、GBM 蛋白 NC1α3(IV)（人重组）
规 格：24×3		

5019	DotDiver BierAK	DotDiver 抗胃壁细胞和内因子抗体 IgG 检测试剂盒
用于定性检测人血清或血浆中抗内因子和抗胃壁细胞的自身抗体 IgG。		
试验原理：酶联免疫斑点法		靶抗原类型: 内因子、H+/K+ATP 酶（猪）
规 格：24×3		

5020	DotDiver Quantrix ANA	DotDiver 抗核抗体谱 25 项检测试剂盒
用于定性或定量检测人血清或血浆中 25 项抗核抗体 IgG。		
试验原理：酶联免疫斑点法		靶抗原类型: 核小体、SM、Sm/RNP、SS-A（60kDa）、SS-B、Scl-70、Jo-1、PMScl-100、Ku、CENP-A/B、PCNA、dsDNA、Histone、RNP（68kD/A/C）、SS-A（52kDa）、Mi-2、PL-7、PL-12、SRP、Ribosomes、Sp100、gp210、M2、M2/nPDC、F-actin
规 格：24×25		

5021	DotDiver HepAk 7 ^{plus}	DotDiver 肝炎自身抗体 7 项检测试剂盒
用于定性检测人血清或血浆中 M2、LKM1、LC1、SLA、F-actin、gp120、sp100 共 7 项抗原的抗体 IgG。		
试验原理：酶联免疫斑点法		靶抗原类型: M2、LKM1、LC1、SLA、F-actin、gp120、sp100
规 格：24×5		

5029	DotDiver Lupus	DotDiver 红斑狼疮自身抗体 4 项检测试剂盒
试验原理：酶联免疫斑点法		靶抗原类型: 核小体、Histone、Sm、Ribosome
规 格：24×2		

5035	DotDiver ANA PCNA	系统性自身免疫病自身抗体 12 项检测试剂盒
试验原理：酶联免疫斑点法		靶抗原类型: Sm、RNP、Sm/RNP、SS-A、SS-B、Jo-1、Scl-70、PM-Scl、Ku、CENP-A/B、PCNA 和 Ribosome P0
规 格：24×12		

5045	DotDiver PmScl 12	DotDiver 肌炎 / 硬皮病自身抗体 12 项定性检测试剂盒
用于定性检测人血清或血浆中 Jo-1、PL-7、PL-12、EJ、SRP-54、MDA-5、TIFA-γ、Mi-2、Ku、PmScl-100、Scl-70、SSA/Ro52 共 12 项抗原的抗体 IgG。		
试验原理：酶联免疫斑点法		靶抗原类型: Jo-1、PL-7、PL-12、EJ、SRP-54、MDA-5、TIFA-γ、Mi-2、Ku、PmScl-100、Scl-70、SSA/Ro52
规 格：20×12		

5066	DotDiver ANAcyto 10	DotDiver 抗合成酶抗体 10 项检测试剂盒
用于定性检测人血清或血浆中抗 Jo-1、PL-7、PL-12、EJ、OJ、KS、ZO、HA、SRP 和 P0 十种抗原的自身免疫抗体 IgG。		
试验原理：酶联免疫斑点法		靶抗原类型: Jo-1、PL-7、PL-12、EJ、OJ、KS、ZO、HA、SRP、P0
规 格：24×10		

5069	DotDiver Scleroderma 10	DotDiver 硬皮病自身抗体 10 项检测试剂盒
用于定性测定人血清或血浆中抗 Scl-70、CENP-A、CENP-B、PM/Scl-100、PM/Scl-75、Ku、RNA Polymerase III、RNP(68kD/A/C)、Fibrillarin 和 Th/To 十种抗原的抗体 IgG。		
试验原理：酶联免疫斑点法		靶抗原类型: Scl-70、CENP-A、CENP-B、PM/Scl-100、PM/Scl-75、Ku、RNA Polymerase III、RNP(68kD/A/C)、Fibrillarin、Th/To
规 格：24×10		

5070	DotDiver HepAK 10	DotDiver 肝炎自身抗体 10 项检测试剂盒
用于定性测定人血清或血浆中抗 M2/nPDC、M2/OGDC-E2、M2\BCOADC-E2、M2/PDC-E2、gp210、sp100、LKM1、LC1、SLA、和 F-actin10 种抗原的抗体 IgG。		
试验原理：酶联免疫斑点法		靶抗原类型: M2/nPDC、M2/OGDC-E2、M2\BCOADC-E2、M2/PDC-E2、gp210、sp100、LKM1、LC1、SLA、F-actin
规格：24×10		

5093	DotDiver Myositis 12	DotDiver 肌炎自身抗体 12 项检测试剂盒
用于定性测定人血清或血浆中抗 Jo-1, PL-7, PL-12, EJ, SRP, Mi-2, MDA-5, TIF1-γ, SSA/Ro52kD, SAE1, SAE2 和 NXP-2 抗体 IgG。		
试验原理：酶联免疫斑点法		靶抗原类型: Jo-1, PL-7, PL-12, EJ, SRP, Mi-2, MDA-5, TIF1-γ, SSA/Ro52kD, SAE1, SAE2、NXP-2
规格：24×12		

50301	DotDiver Anti-Gangliosid Screen	DotDiver 神经节苷脂自身抗体 IgG/IgM 检测试剂盒
用于定性检测人血清或血浆中 GM1、GM2、GM3、GM4、GD1a、GD1b、GD2、GD3、GT1a、GT1b、GQ1b、sulfatides 共 12 项抗原的自身抗体 IgG/IgM。		
试验原理：酶联免疫斑点法		靶抗原类型: GM1、GM2、GM3、GM4、GD1a、GD1b、GD2、GD3、GT1a、GT1b、GQ1b、sulfatides
规格：20×12		

50381	DotDiver Anti-Gangliosid IgG	DotDiver 神经节苷脂自身抗体 IgG 检测试剂盒
用于定性检测人血清或血浆中 GM1、GM2、GM3、GM4、GD1a、GD1b、GD2、GD3、GT1a、GT1b、GQ1b、sulfatides 共 12 项抗原的自身抗体 IgG。		
试验原理：酶联免疫斑点法		靶抗原类型: GM1、GM2、GM3、GM4、GD1a、GD1b、GD2、GD3、GT1a、GT1b、GQ1b、sulfatides
规格：20×12		

50391	DotDiver Anti-Gangliosid IgM	DotDiver 神经节苷脂自身抗体 IgM 检测试剂盒
用于定性检测人血清或血浆中 GM1、GM2、GM3、GM4、GD1a、GD1b、GD2、GD3、GT1a、GT1b、GQ1b、sulfatides 共 12 项抗原的自身抗体 IgM。		
试验原理：酶联免疫斑点法		靶抗原类型: GM1、GM2、GM3、GM4、GD1a、GD1b、GD2、GD3、GT1a、GT1b、GQ1b、sulfatides
规格：20×12		

50401	DotDiver Anti-Phospholipid IgG	DotDiver 磷脂谱自身抗体 IgG 检测试剂盒
用于定性检测人血清或血浆中 β2 糖蛋白 1、心磷脂、磷脂酸、磷脂酰丝氨酸、磷脂酰肌醇、磷脂酰乙醇胺、磷脂酰甘油、膜联蛋白 V、凝血酶原共 9 项抗原的自身抗体 IgG。		
试验原理：酶联免疫斑点法		靶抗原类型: β2 糖蛋白 1、心磷脂、磷脂酸、磷脂酰丝氨酸、磷脂酰肌醇、磷脂酰乙醇胺、磷脂酰甘油、膜联蛋白 V、凝血酶原
规格：20×9		

50411	DotDiver Anti-Phospholipid IgM	DotDiver 磷脂谱自身抗体 IgM 检测试剂盒
用于定性检测人血清或血浆中 β2 糖蛋白 1、心磷脂、磷脂酸、磷脂酰丝氨酸、磷脂酰肌醇、磷脂酰乙醇胺、磷脂酰甘油、膜联蛋白 V、凝血酶原共 9 项抗原的自身抗体 IgM。		
试验原理：酶联免疫斑点法		靶抗原类型: β2 糖蛋白 1、心磷脂、磷脂酸、磷脂酰丝氨酸、磷脂酰肌醇、磷脂酰乙醇胺、磷脂酰甘油、膜联蛋白 V、凝血酶原
规格：20×9		

4. 仪器 / 软件

7996	GALux Fluorescence Microscope	GALUX 荧光显微镜
Epi-LED FITC 荧光显微镜，目镜倍数：4×、10×、20×、40×。		

7886	GALux Fluorescence camera	GALUX 荧光显微镜相机
适配于荧光显微镜的电子照相机，配有图像扫描软件。		

50261	DotDiver 2.0	潜水者全自动免疫印迹分析仪
全自动蛋白印迹仪配套 DotDiver 试剂使用,可实现对检测结果的自动化报告。		

5. 新型标准化自动化细胞损伤检测平台

4319	AKLIDES® 2.0	AKLIDES® 2.0 全自动免疫荧光分析仪
· 4 物镜倒置显微镜 · 4 种波长 LED 光源 · 可同时检测 5 个载玻片 · 高清灰度相机 (2.3MP) · 内置 PC 电脑, 含自动判读软件		

4162	AKLIDES® Nuk Human Lymphocyte Complete HLC	人外周血淋巴细胞 γ-H2AX 检测试剂盒
用于定量检测人外周血淋巴细胞中 γ -H2AX。		
试验原理: 间接免疫荧光		单片规格: 6 孔载玻片
一抗: 抗 γ -H2AX 抗体		所需样本体积: 6ml 血浆 (用于分离淋巴细胞)
二抗: 抗鼠 IgG-FITC		反应时间: 120 分钟
规格: 10×6		

4268	AKLIDES® Nuk Human Lymphocyte Complete Combi HLCC	人外周血淋巴细胞 γ-H2AX 和 53BP1 检测试剂盒
用于定量检测人外周血淋巴细胞中 γ -H2AX 和 53BP1。		
试验原理: 间接免疫荧光		单片规格: 6 孔载玻片
一抗: 抗 γ -H2AX 抗体, 抗 53BP1 抗体		所需样本体积: 6ml 血浆 (用于分离淋巴细胞)
二抗: 抗鼠 IgG-FITC、抗兔 IgG-APC		反应时间: 120 分钟
规格: 10×6		

4362	AKLIDES® Nuk Capillary Blood Human Lymphocyte CBHL	人毛细血管血淋巴细胞 γ-H2AX 和 53BP1 检测试剂盒
用于定量检测人毛细血管血淋巴细胞中 γ -H2AX 和 53BP1。		
试验原理: 间接免疫荧光		单片规格: 6 孔载玻片
一抗: 抗 γ -H2AX 抗体, 抗 53BP1 抗体		所需样本体积: 50 μ L 毛细血管血 (用于分离淋巴细胞)
二抗: 抗鼠 IgG-FITC、抗兔 IgG-APC		反应时间: 120 分钟
规格: 5×6		

4278	AKLIDES® Nuk Human Lymphocyte Isolation HLI	人外周血淋巴细胞分离试剂
用于从全血中分离淋巴细胞。		
试验原理: 密度梯度离心		单片规格: 6 孔载玻片
		所需样本体积: 50 μ L 毛细血管血 (用于分离淋巴细胞)
规格: 5×6		